



**CENTRO DIAGNOSTICO SOLBIATESE S.r.l.**

via dei Patrioti, 65 – 21058 Solbiate Olona (VA)

Tel. 0331.641111 Fax 0331.642229

[.cdssnc.com](http://.cdssnc.com) – [info@cdsmed.com](mailto:info@cdsmed.com)

Modulo MSQ 30.13 rev. 1 - 13.11.2016

## **SCOTCH-TEST (TEST DI GRAHAM)**

### **PREPARAZIONE PER L'ESECUZIONE DELL'ESAME**

#### **MATERIALE OCCORRENTE**

Vetrino porta oggetti, paletta in legno e guanti monouso in nitrile da richiedere presso il laboratorio e nastro adesivo trasparente largo non più di 1 – 2 cm e lungo non più di 5 – 7 cm (non fornito).

#### **MODALITÀ DI PREPARAZIONE**

Al risveglio, prima di alzarsi, fare aderire bene per almeno un minuto il nastro adesivo, applicato come in illustrazione all'estremità della paletta, alle pieghe anali, rimuoverlo e trasferirlo teso sul vetrino porta oggetti dal lato gommato evitando bolle d'aria.

*N.B. Nel caso in cui l'esame sia richiesto su più campioni, questi devono essere portati al laboratorio separatamente, dopo ogni applicazione.*

