



CENTRO DIAGNOSTICO SOLBIATESE S.r.l.

via dei Patrioti, 65 – 21058 Solbiate Olona (VA)

Tel. 0331.641111 Fax 0331.642229

.cdssnc.com – info@cdsmed.com

Modulo MSQ 30.14 rev. 1 – 13.01.2017

ACIDIFICAZIONE URINE 24 ORE

PREPARAZIONE PER L'ACIDIFICAZIONE E LA RACCOLTA DELLE URINE DELLE 24 ORE

(Acido 5-idrossiindolacetico, Acido vanilmandelico, Calcio, Cortisolo, Fosforo, Magnesio, Acido omovanillico, Dopamina, Adrenalina-Noradrenalina, Metanefrine, Normetanefrine)

MATERIALE OCCORRENTE

Contenitore di plastica per la raccolta delle urine delle 24 ore reperibile presso le farmacie o fornito dal laboratorio a seguito di richiesta verbale.

Il contenitore dovrà essere recapitato presso l'accettazione del Centro dove un incaricato del laboratorio provvederà ad aggiungere la corretta quantità di Acido Cloridrico – comunemente chiamato Acido Muriatico (*porre particolare attenzione alle avvertenze di seguito riportate*).

MODALITÀ DI PREPARAZIONE

Il contenitore deve rimanere chiuso fino al momento del suo utilizzo e lontano dalla portata di minori. Si devono osservare le seguenti precauzioni:

- eliminare l'urina della prima minzione del giorno in cui si inizia la raccolta;
- raccogliere l'urina emessa durante la giornata, compresa quella della notte e quella della prima minzione del giorno in cui viene consegnata in laboratorio;
- durante la raccolta evitare di esporre il contenitore alla luce e a temperatura superiore ai 10°C.

AVVERTENZE

All'interno della provetta è contenuto **ACIDO CLORIDRICO AL 10%** (comunemente detto ACIDO MURIATICO).

IRRITANTE PER GLI OCCHI

IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE O CON GLI OCCHI LAVARE IMMEDIATAMENTE ED ABBONDANTEMENTE CON ACQUA E CONSULTARE UN MEDICO

CONSERVARE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI

NON INGERIRE

IN CASO DI INTOSSICAZIONE ACUTA TELEFONARE AL CENTRO ANTIVELENI

02-66101029

